



BENCH TOP RING MILL

[Whisper Series]

-Usos-

Usados para pulverizar rocas, suelos, carbón, cemento, vidrio, ladrillos, madera, escorias, hormigón, etc. para análisis por XRF, XRD o por otro instrumental o química vía húmeda.

-Un vistazo-

...han sido desarrollados para laboratorios que pulverizan muestras de hasta 100 gr.

- Pequeños y compactos para ser acomodados sobre el banco de trabajo
- Sus cazuelas/ollas pueden ser usadas en pulverizadores standard
- Nivel sonoro < 80 dBA
- Motor de 0,18 Kw

-Opciones del cabezal-

1. Acero al Cr
2. Acero al Cr con disco partido
3. Acero al C
4. Sialon
5. Carburo de tungsteno
6. Zirconio

-Ventajas-

- Molienda rápida
- Molienda libre de emisión de polvo
- Molienda fina homogénea
- Baja contaminación de las muestras
- Libre de mantenimiento
- Fácil limpieza
- Reducida inversión
- Larga vida útil