



Acero al Cromo

Cabezales Rocklabs

Acero al Cromo 40

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Puck ...

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 1 gr Máx: 40 gr
Diámetro exterior de la olla: 102 mm

Acero al Cromo 100

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Set disco partido ...

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 20 gr Máx: 100 gr
Diámetro exterior de la olla: 110 mm

Acero al Cromo 200

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Anillo y Puck ...
 Anillo
 Puck

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 5 gr Máx: 200 gr
Diámetro exterior de la olla: 164 mm

Acero al Cromo 250

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Set disco partido ...

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 20 gr Máx: 250 gr
Diámetro exterior de la olla: 164 mm

Acero al Cromo 350

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Anillo y Puck ...
 Dos Anillos
 Puck

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 20 gr Máx: 350 gr
Diámetro exterior de la olla: 218 mm

Acero al Cromo 500

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Anillo y Puck ...
 Anillo
 Tres Pucks

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 20 gr Máx: 500 gr
Diámetro exterior de la olla: 218 mm

Acero al Cromo 600

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Set disco partido ...

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 100 gr Máx: 600 gr
Diámetro exterior de la olla: 218 mm

Acero al Cromo 800

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Disco simple ...

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 200 gr Máx: 800 gr
Diámetro exterior de la olla: 254 mm

Acero al Cromo 1000

Especificaciones

Cabezal completo: -...

- Olla ...
- Tapa ...
- Set disco partido ...

Tamaño de muestra recomendado

Mín: 200 gr Máx: 1.000 gr
Diámetro exterior de la olla: 254 mm