



## Nuevo Sistema de Denominación para Compra

Hemos creado un nuevo sistema de denominación para compra para facilidad de nuestros clientes en ordenar las ollas ya sea a través de nuestros agentes, como vía Internet. Este nuevo sistema es muy amigable, tanto para los nuevos como para los antiguos clientes. Este sistema nos permite a nosotros y a los clientes identificar claramente el/los componente/s requerido/s y le da al cliente una buena descripción del producto que se está comprando. A continuación se dan detalladas explicaciones en ejemplos.

El siguiente es el código del nuevo sistema de nomenclatura:

| <u>Material</u> | <u>Código</u> | <u>Componente</u> | <u>Código</u> |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Acero al C      | - CARB        | Olla              | - B           |
| Acero al Cr     | - CHRO        | Cubierta          | - L           |
| Zirconio        | - ZIRC        | Anillos           | - R           |
| Tungsteno       | - TC          | Puck              | - P           |
| Agata           | - AGAT        | Disco Partido     | - SPD         |

El sistema de denominar las ollas tiene tres secciones, y cada sección representa una característica diferente de la Olla.

**CARB-600-BLSPD**

El ejemplo detallado arriba define una Olla completa hecha en Acero al C con un tamaño de muestra de 600 gr e incluye una olla, una cubierta y un juego de discos partidos.

Si se necesitara un elemento particular de la Olla, simplemente se ingresa el código del componente al final del sistema, con el correcto material y el tamaño máx de muestra.

**CHRO-350-RRP**

El ejemplo detallado arriba define un juego de dos anillos y un puck hecho en acero al Cr, para una olla con máx tamaño de muestra recomendado de 350 gr.  
\*\* Favor notar que un juego de un solo anillo y un puck o un juego de dos anillos y un puck se vende como una sola parte. Si la Olla lleva solo el puck, el puck es la parte.

Mas ejemplos,

Una cubierta para una Olla grande de Zirconio sería

**ZIRC-200-L**

Una Olla pequeña de Carburo de Tungsteno sería

**TC-40-B**

Un juego de anillo y puck para una Olla grande de Agata sería

**AGAT-150-RP**

Mas aún hemos creado un nombre mas corto para una rápida identificación de la Olla. Creemos que le será mas fácil de recordar a los clientes.

Como ejemplos,

Una Olla hecha en acero al C para una muestra de tamaño máx de 350 gr será nombrada **CARBON 350**.

Una Olla hecha en Zirconio para una muestra de tamaño máx de 40 gr será nombrada **ZIRCONIA 40**.

Una Olla hecha de Carburo de Tungsteno para una muestra de tamaño máx de 200 gr será nombrada **TUNGSTEN CARBIDE 200**.

Si hubieran consultas, por favor siéntanse libres de contactar a nuestro personal de ventas y asistencia al cliente. E-mail: [sales@rocklabs.com](mailto:sales@rocklabs.com) o [franky@rocklabs.com](mailto:franky@rocklabs.com)

Copyright Rocklabs © 1999 - 2004 Todos los derechos reservados  
Todos los nombres son trademarked o copyright y pertenecen a sus dueños respectivos