



TRITURADORA SWING JAW

— OPERATION —

La Trituradora Swing Jaw (SJC) opera a alta velocidad de acción recíproca. Ambas mandíbulas trabajan y no existe volante. Las mandíbulas pueden estar llenas de muestra con la cubierta cerrada y aún así la SJC trabaja sin requerir atención: No es necesaria la alimentación a mano, de cada roca.

— BONDADDES—

- La apertura de descarga es regulable
- Los rodamientos son para servicio pesado .

Dimensiones

Ancho incluyendo el motor: 1250 mm

Profundidad: 900 mm

Altura: 800 mm

Peso: 800 kg

— ESPECIFICACIONES —

Motor 10 h.p, 3 fases, 6 polos, accionamiento por correas doble V. Mandíbulas: Ancho 500 mm, de superficie liza por facilidad de limpieza

Capacidad: Varía con la apertura de las mandíbulas Tamaño máx alimentación: 100 mm

Descarga: Menor de 5 mm