



El molino de anillos Whisper Series® Standard, de Rocklabs

El molino de anillos Standard (Whisper series) viene completo con su gabinete de metal revestido con polvo, isonorización, arrancador temporizador y llave de corte de energía de seguridad. Existen dos tipos de abrazaderas disponibles.

— Opción Abrazaderas —

Abrazadera neumática Rotoabrazadera Mecánica

— USOS —

Es usado para pulverizar rocas, suelos, carbón, cemento, vidrio, calizas, ladrillos, madera, material de planta, escorias, concreto, etc. Para el análisis subsecuente ya sea por métodos instrumentales o por la química de vía húmeda.

— OPCIONES DE OLLAS —

Hay disponible una amplia gama de ollas para muestras de 1 a 1.000 gr. Estas se construyen en ágata, acero al C, acero al Cr, Sialon, Carburo de tungsteno y zirconio.

Peso embalado: 230kg

Altura: 1170 mm

Ancho: 600 mm

Profundidad: 600 mm

Airbag de puente neumático

Abrazadera montada en bolt-on

Puente de acero.

Rotoabrazadera mecánica montada en un bolt-on con pedestal de aleación de aluminio

(Serie Whisper)